


## 操作説明書



製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。  
継続的な製品改良のため、技術仕様は予告なく変更される場合があります。

## 使用説明書

この度は当社製品をお選びいただき誠にありがとうございます。本製品はオリジナル設計です。製品の性能を十分に発揮していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## 注意事項

### ⚠️危険

- ガソリンスタンド、粉塵の多い作業場、ガソリンスタンド、その他引火・爆発の危険性のある場所への設置は禁止されています。

### ⚠️警告

- 使用中は傷口に触れないようにしてください。
- お一人様にお勧めの商品です。クロスユーザーで使用する場合は、使用前に製品の金属シートをきれいにしてください。
- ご使用の際は金属シートを肌に密着させ、均一に接触させてください。
- 本製品には冷却機能が付いておりますが、同じ部位に長時間(15分以上)冷湿布機能を使用すると低温凍傷を引き起こす可能性があります。
- 使用中や使用後に体調が悪くなった場合は使用を中止し医師にご相談されることをおすすめします。
- 本製品にはリチウム電池が含まれておりますので、分解・改造・浸水・火中に投入しないでください。破損・爆発の恐れがあります。

- 1 次の方はご使用前に医師にご相談ください。事故や体調不良の原因となります。
- 2 医師の治療を受けていて、身体に異常を感じている患者。
- 3 体温が38度以上(発熱の場合)の患者。
- 4 感染症を患っている患者。
- 5 皮膚知覚障害または皮膚異常のある患者。
- 6 血圧異常のある患者。
- 7 自分の意見を自由に表現できない患者。
- 8 糖尿病による高度の末梢循環障害による感覚障害のある患者向け。
- 9 金属に対する皮膚アレルギーのある患者。

- 以下の場合には使用を禁止します
- 1 悪性腫瘍患者
  - 2 出血傾向のある患者
  - 3 妊婦、妊婦3名
  - 4 急性化膿性炎症を有する患者
  - 5 金属インプラントを装着した患者
  - 6 人体の心臓付近
  - 7 皮膚に異常のあるときは使用しないでください。

### ⚠️注意事項

- 本品の異常により気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。
- 身体や皮膚に異常を感じた場合は医師に相談し、医師の指示に従ってください。
- 異常が発生し動作しない場合は、直ちに電源を切り取り除いてください。高温やショートによる事故の原因となります。
- 濡れた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電や事故の原因となります。
- 事故や身体不快感を引き起こす恐れがありますので、10歳未満のお子様や意識表現能力のない方には与えないでください。
- 浴室などの湿気の多い場所やシャワーを浴びながらのご使用は、強い感電や故障の原因となりますのでおやめください。
- 皮膚炎を引き起こす恐れがありますので、金属シートを患部に長時間貼付しないでください。
- USB充電ケーブルを本体から抜くときは、ワイヤーを引っ張らず、ワイヤーのプラグを持って抜いてください。感電や故障の原因となります。
- 本製品は表面を冷やす機能がありますので、冷え性の方はご使用の際にご注意ください。
- 故障や感電の原因となりますので、本製品を無断で分解・修理・改造しないでください。

## 推奨

0度以上でご利用ください。

- ・ご使用前に本体のボタンが正常に動作することをご確認ください。
  - ・初めて製品を使用する場合、または製品を長期間放置して電池残量がなくなった場合は、製品が正常に動作するように、取扱説明書に従って充電操作を行ってください。
  - ・本製品を廃棄する場合は、環境汚染を引き起こす可能性があるため、関連する都市環境保護条例に従って廃棄してください。
  - ・16歳以上の方にお勧めします。
- 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、花火の近く、振動や衝撃を受けやすい場所、来客の多い場所、電磁波の強い場所。

## 包装内容

1本体、1データケーブル、1マニュアル


## 機能




## 製品仕様

製品モデル: FB08	入力電圧: 5V 2A==
定格電力: 9W	バッテリー寿命: 約1.5~10時間
バッテリー容量: 4000mAh	フルタイム: 約3.5時間
ファンギア: 3ギア	商品サイズ: 187.5×181.5×52.5mm
冷凍ギア: 1ギア	製品重量: 0.32kg
Eグゼクティブ規格: GB4706.1-2005 GB4706.27-2008	

## 製品説明



冷却	青いライトが点灯
ファン	白色光が点灯
充電	白いライトがゆっくり点滅
満杯	白色光は常に点灯します
残量少	白いライトが速く点滅し、電源が切れます



長押し	⏻	電源を入れると白く点灯し、1段階の風速に。
短押し	⏻	2段階の風速に。
再度短押し	⏻	3段階の風速に。
再度短押し	⏻	1段階の風速に続いて、短押しサイクル操作が続き、
再度長押し	⏻	シャットダウン


ブートモード時	
短押し	❄️ 冷却機能がオンになり、青色のインジケータライトが点灯します
再度短押し	❄️ 冷却をオフにする

### ⚠️注意 凍傷に注意してください!

- 1段階目の風速は屋内、2段階目の風速は屋外、3段階目の風速は屋外に適しており、さまざまな環境に応じて適切な風速を使用してください。  
充電中にファンをオンにすることができます。

## 着用説明書

髪を束ね、装飾品を外し、肌に密着させてご使用ください。



## よくある問題

故障問題	トラブルシューティング	方法
動作しない	内蔵バッテリーはフル充電されていますか?	充電して再度使用してください。
	見た目は普通なのに何も感じない?	肌にしっかりと密着させます。

## 保証およびサポートサービス

- この度は当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。消費者が当社の高品質製品を安心して使用できるように効果的に保護するために、当社は国が公布した関連法を厳格に遵守し、「中国消費者保護法」、「中国製品品質法」、および「中国製品品質法」の特定の規定に従います。「3つの保証」の関連規定を整備し、アフターサービス体制を標準化します。お客様が享受できる保証権利の説明は次のとおりです。
- 1) ご注文の際は、お客様の実際の情報を残してください。連絡先情報が不正確で、当社が実際に無料保証のサービス義務を履行できない場合は、購入者が責任を負います。
  - 2) 正常なご使用状態において、製品自体の品質に起因する故障が発生した場合、保証期間内であれば弊社にて無償保守サービスを行います。本製品をご購入いただいた日から、1年間の無料保証サービスをお楽しみいただけます。
  - 3) 以下の場合は保証の対象外となります。
    - ・不適切な使用または適切なメンテナンスの欠如によって引き起こされた製品の損傷(間違った電流および電圧の使用、製品を認定されていないソケットへの差し込み、その他の人為的損傷など)。
    - ・火災、地震、洪水、落雷、その他の天災、公衆災害、または異常な電源や電圧によって引き起こされた製品の故障または損傷。
  - 4) 保証期間内に保証が終了した場合：
    - ・弊社の権限を持たない者が修理・分解した製品。
    - ・社外部品を使用した商品です。
  - 5) 保証期間中、材質や製造上の原因による様々な不具合については、部品や製品を交換させていただきます。保証をお申込みいただく際は、必ず不良品と購入日を証明できる書類(お買い上げ明細書)を当社指定のカスタマーサービスセンターまでお送りください。
  - 6) 保証期間中の交換部品または完成した機械は当社が所有します。

## 保証カード/Warranty Card

Model :  
Product name:  
Date of purchase:  
Dealer :

Customer name:  
Address:  
Tel:

この製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品の保証期間はご購入日より12ヶ月です。保証をご利用いただく際には、この保証書に必ず記入し、大切に保管してください。

Thank you for purchasing this style pie product. Our product's warranty period is 12 months starting from the day of purchase. Please complete the warranty card and use for any future warranty service.

合格证  
Certificate  
检验员  
CHECKER  
QC001  
生产日期  
DATE

✂️ (保証のため、点線に沿ってカットしてください。/ For warranty, please cut along the dotted line)